

Pribor za plućnu rehabilitaciju posebno je dizajniran za potrebe pacijenata kako u bolničkoj i rehabilitacijskoj njezi, tako i u kućnoj njezi.

Pacijenti su potpuno ili djelomično onemogućeni disati kroz grkljan, usta i nos nakon laringektomije ili traheotomije. To je također popraćeno gubitkom funkcije gornjeg dišnog trakta. Dodaci posebno razvijeni za laringektomirane i traheotomirane pacijente preuzimaju te funkcije, postižući značajno poboljšanje kvalitete života.

Uz kazete za održavanje vlažnosti zraka (HME) koji pridonose plućnoj rehabilitaciji ovlaživanjem, grijanjem i filtracijom dišnog zraka, nudimo i velik izbor govornih ventila koji su prikladni i za laringektomirane pacijente s glasovnom protezom i za traheotomirane pacijente s netaknutim grkljanom koji omogućuje fonaciju. Također nudimo govorne ventile s funkcijom filtra i respiracijske ventile (za ventilirane traheostomizirane pacijente).



# AUTOMATSKI GOVORNI VENTIL ZA LARINGEKTOMIRANE I TRAHEOTOMIRANE PACIJENTE

HZZO šifra 0915031608039

## Značajke proizvoda

- Govorni ventil sa silikonskom membranom
- Maksimalno podesiv korisniku (preko ugrađenog mehanizma rotacije), ovisno o individualnom tlaku pacijenta pri izdisaju
- Dostupan u dvije različite verzije:
  - A PRIMEDI-RESISTANCE-VALVE s normalnom rezistencijom (plava silikonska membrana)
  - B PRIMEDI-LOW-RESISTANCE-VALVE s niskom rezistencijom (bijela silikonska membrana); potreban je mali pritisak za zatvaranje
- Zrak može nesmetano proći kroz govorni ventil tijekom respiracije. Samo povećani tlak pri izdisaju dovodi do zatvaranja silikonske membrane, a zrak pri izdisaju se usmjerava kroz govornu protezu ili larinks, kako bi se proizveo govor.
- S 22 mm konektorom za pričvršćivanje na trahealnu kanilu, laringealnu tubu (Stoma Button Type III) ili držač kazete (PRIMEDISTRIP®).

## Indikacije

- Laringektomirani pacijenti (s govornom protezom)/traheotomirani pacijenti s očuvanim larinksom



**PRIMEDI-RESISTANCE-VALVES**



	PU	Konektor	Broj artikla
PRIMEDI-RESISTANCE-VALVE (A)	1 kom	22 mm	20481
PRIMEDI-LOW-RESISTANCE-VALVE (B)	1 kom	22 mm	20480

# KAZETE ZA OVLAŽIVANJE ZRAKA ZA LARINGEKTOMIRANE I TRAHEOTOMIRANE PACIJENTE

HZZO šifra 0915061605009

## Značajke proizvoda

- Kazete s funkcijom filtera
- Niski profil
- Diskretni dizajn: boje kože ili prozirni
- Filtriranje, ovlaživanje i zagrijavanje udahnutog zraka zahvaljujući integriranoj specijalnoj pjeni (rezultat je smanjenje sekreta, kašlja i inkrustacije)
- Omogućuje fonaciju samo zatvaranjem prstom
- S 22 mm konektorom za spajanje s endotrahealnom kanilom, laringealnom tubom (Stoma button Type III) ili samoljep. držačem kazete (PRIMEDISTRIP®).
- Dostupne u dva različita filterska medija:  
PRIMEDIAIR®-PHON s normalnim filterom načinjenim od pjene  
PRIMEDIAIR®-PHON ULTRAFLOW s pjenastim filterom s osobito niskom otpornošću na ispiraciju
- PRIMEDIAIR®-PHON ULTRAFLOW olakšava disanje i posebno se preporuča za veću tjelesnu aktivnost

## Indikacije

- Laringektomirani pacijenti (s govornom protezom)/traheotomirani pacijenti s očuvanim larinksom



**PRIMEDIAIR®-PHON**



**PRIMEDIAIR®-PHON  
ULTRAFLOW**

	PU	Konektor	Broj artikla
PRIMEDIAIR® -PHON	30 kom	22 mm	<b>20483</b>
PRIMEDIAIR® -PHON ULTRAFLOW	30 kom	22 mm	<b>200359</b>

## Značajke proizvoda:

- Učinkovita filtracija, ovlaživanje i zagrijavanje udahnutog zraka (smanjuje iritacije sluznice dušnika i prevenira infekciju)
- S gumbom za govor (za govor, pritisnite gumb nježno prema dolje jednim prstom, zatvarajući sustav kako biste omogućili foniranje)
- Nenametljiv dizajn: ravan i u boji kože
- S konektorom od 22 mm za pričvršćivanje na trahealnu kanilu ili laringealnu tubu s priključkom od 22 mm, gumbom za stomu (Tip III) ili flasterom za traheostomu (PRIMEDISTRIP®)
- Pjenasti filter dostupan u dvije verzije materijala:
  - **EASYTOUCH** ima normalni pjenasti filter
  - **EASYTOUCH ULTRAFLOW** sadrži ultra-flow pjenasti filter s posebno malim otporom pri udahu.

## Indikacije

- Laringektomirani pacijenti (s govornom protezom)/Traheotomirani pacijenti s očuvanim larinksom



**EASYTOUCH**



**EASYTOUCH ULTRAFLOW**

	PU	Konektor	Broj artikla
<b>EASYTOUCH</b>	30 kom	22 mm	<b>200311</b>
<b>EASYTOUCH ULTRAFLOW</b>	30 kom	22 mm	<b>200312</b>

	EASYTOUCH	EASYTOUCH ULTRAFLOW
<b>Rezistentne pri</b>		
30 l/min	0,43 hPa (I); 0,43 hPa (Ex)	0,28 hPa (I) 0,32 hPa (Ex)
60 l/min	1,30 hPa (I); 1,40 hPa (Ex)	0,90 hPa (I) 1,10 hPa (Ex)
90 l/min	2,49 hPa (I); 2,79 hPa (Ex)	1,79 hPa (I) 2,28 hPa (Ex)
<b>Gubitak vlage</b>		
Vt = 1000 ml	19,7 mg/l	23,5 mg/l



**S gumbom za govor**

## SAMOLJEPLJIVI DRŽA KAZETE

**PRIMEDISTRIP®** držač kazete je potporni prsten kombiniran sa samoljepljivim flasterom kao nosačem.

**PRIMEDISTRIP®** je pogodan za pacijente s traheostomom koji, iako više ne trebaju endotrahealnu kanilu, još trebaju pomagala poput kazeta za održavanje vlažnosti zraka (HME) ili govorni ventil.

Držači se mogu lako i brzo pričvrstiti zahvaljujući ljepljivoj površini koja je pogodna za kožu. Pružaju sigurnu zaštitu od curenja sekreta i zraka. Kao rezultat dobivamo optimalno brtvljenje bez iritacije kože.

Zaporni prsten **PRIMEDISTRIP®** ima unutarnji promjer od 22 mm te omogućuje pričvršćivanje automatskog govornog ventila ili kazete za ovlaživanje zraka.

**PRIMEDISTRIP®** samoljepljivi držači kazete se mogu odabrati u različitim varijantama (Basic, Basic Plus, Comfort, Comfort Plus, Sensitive) kako bi zadovoljili individualne zahtjeve svakog pacijenta. Dostupni su u različitim oblicima (ovalni, okrugli), materijalima i čvrstoći ljepila.

