



SO1 5B

Koncentrator kisika (5 L)



SO1 5B Koncentrator kisika (5 L)

Opskrba kisikom prema medicinskom standardu

Isporuka kisika koncentracije 93%±3%.

Daljinski upravljač

Omogućuje vam daljinsko podešavanje uređaja (uključujući pozadinsko osvjetljenje, vrijeme rada i brzinu protoka kisika), što olakšava udisanje kisika.

Moćna jezgra

Zahvaljujući stabilnom i snažnom litijevom molekularnom situ, može se postići učinkovita adsorpcija, stabilna izvedba te izlaz kisika visoke koncentracije.



Višestruka filtracija za čisto udisanje

Filtriranje nečistoća iz zraka kako bi proizvedeni kisik bio čišći.



Pogodnost vremenski ograničene isporuke

Tempiranje trajanja opskrbe kisikom do 4 sata uz automatsko isključivanje nakon isteka vremena.

Više korisničkih značajki za vas



Prikaz koncentracije kisika u stvarnom vremenu



Zamjenjivi spremnik Intake-usisnog filtera



LED zaslon



Vidljivi ovlaživač



Univerzalni kotačići s kočnicom



ON/OFF tipka



Snažan rashladni sistem



Ugrađen bakterijski filter

Specifikacije

Dimenzije (L x W x H)	388 mm x 279 mm x 607 mm	Izlazni tlak	50±10 kPa
Težina	18 kg	Način rada	Kontinuirano
Stopa protoka	0.5 - 5.0 L/min, (±0.5 L/min, nepreciznost 0.3 L/min) @STPD (standardna temperatura i tlak na suhom) uvjeti 0.5 - 5.0 L/min, (±0.5 L/min, odstupanje 0.3 L/min) @iznad zadanog raspona	Izlazna koncentracija kisika	0.5 - 5.0 L/min: 93%±3%, nepreciznost 2% @STPD (standardna temperatura i tlak na suhom) uvjeti 0.5 - 5.0 L/min: 93%±3%, nepreciznost 2% @iznad zadanog raspona
Razina jakosti zvuka	≤ 50 dB(A) @3 L/min, nepreciznost 2dB(A) ≤ 50 dB(A) @5 L/min, nepreciznost 2dB(A)	Razina snage zvuka	≤ 58 dB(A) @3 L/min, nepreciznost 2dB(A) ≤ 58 dB(A) @5 L/min, nepreciznost 2dB(A) Napomena: Parametri zvučne energije bazirani na ISO 4871 deklariranim dualnim indikatorima.
Rating voltage	~ 230 V, 50 Hz	Nazivna snaga	380 VA

BMC Medical Co., Ltd.

Room 110, Tower A Fengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-10-5166 3880 / Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810 / en.bmc-medical.com

V2.1 SC-A-202208013